Schnell und sicher zur perfekten Hohlkehle

Ergonomische Hohlkehlpräparation:

"Wenn ich das schon in meinem Studium gehabt hätte …"

Optipräp-Instrumente (Bevo dent, Bad Liebenzell) sollen den zahnärztlichen Alltag erleichtern, aber auch die Qualität prothetischer Versorgungen optimieren. Das Geheimnis: Weniger ist mehr, und zwar in Form einer teilbelegten Instrumentenspitze, die speziell für die Hohlkehlpräparation entwickelt wurde. Sie verhindert das Entstehen negativer Bereiche – den Dachrinneneffekt.

Um den versprochenen Erfolg der Optipräp-Technologie überprüfen zu können, habe ich die speziellen Diamantwerkzeuge erst einmal praktisch am Phantomkopf getestet.

Zeit ließ sich eine präzise Präparationsgrenze erzielen. Die Präparationstiefe und Breite der Hohlkehle können mit der Optipräp-Technik vom Behandler selbst bestimmt werden.

Durch die innovative Instrumentenspitze gewährleistet das *Optipräp*-Instrument eine sichere Führung in der Hohlkehle. Im Vergleich dazu kann der normale Torpedo zu ungenauen und unerwünschten negativen Präparationsbereichen führen.

Mein Fazit: Die Optipräp-Technik lässt sich durch einfache Handhabung schnell umsetzen. Die Benut-

Resultat: Innerhalb kürzester zung der Diamantwerkzeuge von Bevo dent resultiert in sauberen, gleichmäßigen Ergebnissen. Um das Prinzip anwenden zu können, bedarf es keiner neuen Präparationstechnik, allein die Beschaffenheit des Instruments sorgt für den gewünschten Effekt.

> Berufseinsteigern sowie bereits erfahrenen Zahnärzten wird dank dieser Instrumente eine sichere Präparationstechnik angeboten. Ich werde die *Optipräp*-Instrumente jedenfalls in der tagtäglichen Praxis testen.

Sarah Bartels, **Donau-Universität Krems**



Sarah Bartels, Studentin an der Donau-Universität Krems, hat die Optipräp-Instrumente dem Praxistest unterzogen.

"Unter den Studenten haben wir viele zufriedene Anwender"

Hohlkehl-Spezialinstrumente: Erfinder Ralf Volle im Interview

Ralf Volle, Inhaber der Firma Bevo dent (Bad Liebenzell), ist der Erfinder der *Optipräp*-Instrumente. Diese erlauben aufgrund ihrer speziellen Geometrie die einfache und sichere Präparation perfekter Hohlkehlen. Sarah Bartels, Studentin an der Donau-Universität Krems, hat Ralf Volle nach einem ausgiebigen Test der Optipräp-Instrumente für die DZW interviewt.

Herr Volle, durch Zufall erfuhr ich von Ihren Hohlkehl-Spezialinstrumenten und habe diese selbst getestet. Was denken Sie, habe ich erlebt?

Ralf Volle: Das, was wahrscheinlich alle erleben, die zum ersten Mal mit Optipräp-Instrumenten eine Hohlkehle präparieren: dass Sie in der Lage waren, diese Präparation problemlos, schnell und sicher durchzuführen. Dass die teilbelegte, im vorderen Spitzenbereich nicht-diamantierte Instru-Werkzeugdurchmesser von bei- gen können.

spielsweise 1,2 Millimetern plötzlich ohne viel Aufwand sämtliche von Ihnen benötigten Hohlkehltiefen abdecken konnten.

Eigentlich müssten doch Zahntechniker Ihre besten Kunden sein. Die perfekte Präparation erleichtert schließlich auch deren Arbeit.

Volle: Eine gute Idee, ich bin mir sicher, dass auch die Labore nicht unerheblich von den wesentlich verbesserten Präparationsergebnissen partizipieren könnten. Zahntechniker könnten ihren Kunden die Optipräp-Instrumente zum Beispiel mit Blick auf eine verbesserte Zusammenarbeit unverbindlich zum Geschenk machen.

Um ein maximales Ergebnis zu erzielen, sollte aber darauf verwiesen werden, dass sich Zahnärzte zur Einarbeitung mit den Instrumenten direkt mit Bevo dent in Verbin- Wie erfahren interesdung setzen sollten, da nur wir als sierte Zahnärzte von Ihrer mentenspitze den gefürchteten Erfinder die Instrumente aus dem Dachrinnen-Effekt verhindert hat. Effeff kennen und somit den Dass Sie mit nur einem einzigen schnellsten Weg zum Erfolg aufzei-

Was sagen die Hochschulen zu den Optipräp-Instrumenten und der Erfindung? Das müsste doch deren Ausbildung erleichtern und die Qualität verbessern.

Volle: Aufseiten der Studenten haben wir schon sehr viele zufriedene Anwender. Diese berichten, dass sie bisher mit keinem anderen Instrument die an sie gestellten Forderungen so gut und einfach umsetzen konnten.

In die Präp-Sets der Universitäten haben die Optis bislang leider trotzdem keinen Einzug gehalten. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich bin jederzeit gern bereit, meine Instrumente interessierten Hochschulen vorzustellen und bei Bedarf auch entsprechende Workshops mit den Studenten durchzuführen.

Volle: Sehr individuell und persönlich. Im Moment bewerbe ich

die Instrumente hauptsächlich als Außendienstler meiner eigenen Firma.

Ein Video mit ausführlichen Erklärungen zur Funktionsweise der Instrumente ist bei Youtube abrufbar. Außerdem haben wir dort verschiedene Tutorials zum Thema Optipräp eingestellt.

Um den Bekanntheitsgrad der Instrumente weiter zu steigern, sollen hier in nächster Zeit weitere Videos folgen. Zu den Tutorials kommt man am besten, indem man bei Youtube den Suchbegriff Optipräp eingibt.

Wo gibt es weitere Informationen, Hintergründe und eine Bestellmöglichkeit?

Volle: Da wir unsere Website optipräp.de umgestalten, ist diese zurzeit leider nur eingeschränkt nutzbar – aber wir arbeiten mit Hochdruck daran.


jederzeit gern auch persönlich für die Beantwortung eventueller Fra-

gen oder die Aufnahme von Bestellungen zur Verfügung. Rufen Sie einfach an unter (0 70 52) 93 53 99 oder (0177) 3171215 oder schreiben Sie eine Mail an bevodent@t-online.


Was sind die nächsten Projekte?

Volle: Neben der neuen Website entstehen zurzeit mehrere Anwenderberichte für Fachmedien. Eventuell wird in Kürze auch ein Produkttest realisiert. Da können sich dann interessierte Zahnärzte anmelden, Optipräp selbst erleben und ihre Meinung dann an die Redaktion senden.

Zusätzlich sind Workshops in Planung. Hierfür können sich interessierte Gruppen (ab zehn Behandlern) melden, die über einen entsprechenden Austragungsort, zum Beispiel eine Zahnarztpraxis, verfügen, an dem ich den Teilnehmern nach einer kurzen theoretischen Einführung die *Optipräp*-Zwischenzeitlich stehe ich aber Instrumente im ausführlichen Schleiftest an Modellzähnen näherbringen möchte.



Für die optimale Hohlkehle gemacht: die Anwendung des Optipräp-Instruments in der Form Torpedo mit unbelegter Spitze



Optipräp in Aktion



Optipräp-Instrumente gibt es in verschiedenen Durchmessern und Arbeitsteillängen.